

Tipps & Tricks Gesamt-Phosphor · Tips & Tricks Total Phosphorus ·
Trucs & Astuces Phosphore total · Suggerimenti Fosforo totali ·
Consejos & Trucos Fósforo total

DE

- 4.** Küvette fest verschließen und kräftig schütteln.
- 5a.** Auf Raumtemperatur abkühlen.
- 5b.** Das Schütteln der Küvette nach der Hydrolyse erhöht die Ergebnissicherheit.

EN

- 4.** Seal cuvette securely. Shake firmly.
- 5a.** Allow to cool to room temperature.
- 5b.** Shake the cuvette after hydrolysis improves the reliability of the result.

FR

- 4.** Visser bien hermétiquement la cuve. Secouer énergiquement.
- 5a.** Laisser refroidir à température ambiante.
- 5b.** Secouer la cuve après hydrolyse améliore sensiblement la qualité du résultat.

IT

- 4.** Chiudere bene la cuvetta. Agitare energicamente.
- 5a.** Fare raffreddare a temperatura ambiente.
- 5b.** Agitare la cuvetta dopo l'idrolisi migliora l'affidabilità del risultato.

ES

- 4.** Cerrar bien la cubeta. Agitar enérgicamente.
- 5a.** Enfriar a temperatura ambiente.
- 5b.** Si se agita la cubeta tras la hidrólisis, los resultados serán más fiables.

