




© Binder GmbH 2015 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

A-A



10 Einschubsicken

5	1	Einschubgitter	240/400 KBxx Edelstahl	6004-0101
4	1	Anschlagleiste	240 KB/E5.1	4005-0410
3	1	IK-Seitenteil	240 KBxx/E5.3 re kpl	8005-0251
2	1	IK-Seitenteil	240 KBxx/E5.3 li kpl	8005-0253
1	1	IK-Boden	240 KBxx/E5.1	4005-0409
Pos.-Nr.	Menge	Benennung	Bezeichnung	Zeichn.Nr.

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein

		Allgmeintoleranzen ISO 2768-mK Tolerierung gemäß ISO 8015	Werkstückkanten ISO 13715 Oberflächen gemäß ISO 1302	Gewicht: 11.722 kg Blechdicke: mm
BINDER Im Mittleren Ösch 5 78532 Tuttlingen				
Benennung: Innenraummaße Bezeichnung: KB 240 (E6) (230V)				
Zeichnungsnummer: 9020-0202				
Maßstab 1:8 DIN A3				
a Index	Serienbeginn Änderung	Datum Datum	Name Name	Kategorie Eigenfertigung
Status: Freigegeben Druckdatum: 07.02.2017 Blatt 1 von 1				