



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
14/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSI101



**MINICONTAINER
CONTENITORI CON TAPPO A PRESSIONE PER
1 O 2 VETRINI PORTAOGGETTO STANDARD 26
X 76 MM. PROVVISI DI ANELLINO PER
L'APPLICAZIONE DI SIGILLI O TALLONCINI
IDENTIFICATIVI.**

**MINICONTAINER
CONTAINERS WITH PRESSURE CAP FIT TO
CONTAIN 1 OR 2 STANDARD MICROSCOPE
SLIDES 26 X 76 MM. PROVIDED WITH TAGGING
OR SEALING POINT.**

Fabbricante	NUOVA APTACA SPA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1004	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material – container
Temperature tollerate	MIN -50°C MAX +75°C	Temperature range
Colore	NEUTRO / NEUTRAL	Colour
Dimensioni (mm)	47 X 20 X 87	Dimensions (mm)
Spessore (mm)	1,5	Thickness (mm)
Peso (gr.)	11,1	Weight (gr)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	1.000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	100	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "USI GENERALI DI LABORATORIO". Prodotto adatto a contenere vetrini portaoggetto.

Il dispositivo in oggetto NON è soggetto a certificazione CE.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Intended purpose is "GENERAL LABORATORY USE". Product suitable for contain glass slides.

PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.

For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
14/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue